

# KONTROL OG TEST

Skema til kontrol og test af VELA stole

Test og kontrol



## VELA arbejdsstole og ståstøttestole

Dato: \_\_\_\_\_

Stolemodel: \_\_\_\_\_

Indentnummer: \_\_\_\_\_

Kontrolleret af: \_\_\_\_\_

- Skrot  
 Service  
 Reparation

Leveringsadresse:

### 1. Understel

- Tjek svejsninger  
 Undersøg for brud  
 Efterspænd skruer

### 2a. Løftesøjle gaspatron

- Tjek funktion  
 Smøring af bevægelige dele  
 Tjek for slidtage  
 Efterspænd skruer

### 2b. Løftesøjle elektrisk

- Tjek ledninger for brud/skader  
 Smøring af bevægelige dele  
 Efterspænd skruer  
 Lyt efter mislyde  
 Ladefunktion

### 3. Hjul

- Tjek rullemodstand  
 Undersøg evt. slør i lejere  
 Efterspænd skruer  
 Fjern snavs/hår ved hjul

### 4. Bremsefunktion

- Tjek bremsefunktion  
 Tjek svejsninger  
 Lyt efter mislyde  
 Efterspænd skruer

### 5. Sædemekanisme/bæreplade

- Tjek alle funktioner  
 Lyt efter mislyde  
 Efterspænd skruer  
 Smøring af bevægelige dele

### 6. Armlæn

- Tjek funktion  
 Tjek svejsninger  
 Undersøg for brud  
 Efterspænd skruer  
 Tjek overflade/polster

### 7. Polster/betræk

- Tjek polster på sæde  
 Tjek polster på ryglæn  
 Tjek polster på nakkestøtte  
 Tjek polster på sidestøtter  
 Tjek løse overtræk

### 8. Tilbehør

- Tjek funktion på kropsstøtter  
 Tjek funktion på skubbebøjle  
 Tjek funktion på nakkestøtte  
 Tjek funktion på benstøtter  
 Tjek funktion på sidestøtter

### 9. Elektrisk tilbehør

- Elektrisk bremse  
 Kontakter  
 Håndboks

### 10. Rengøring

- Polster  
 Understel  
 Armlæn  
 Øvrig tilbehør

Bemærkninger:



# Rengøring af VELA stole

## RENGØRING

Produkterne kan genanvendes og tåler grundig rengøring

## STOLE MED MANUEL BETJENING - GASFJEDER

Produkter med manual indstilling af sædehøjden kan rengøres i henhold til ønskede metoder: Vask med vand i vaskemaskine, eller højtryksspuler, eller kemisk desinficering med godkendt desinfektionsmiddel. Vi anbefaler desuden almindelig vedligeholdelse efter vask.

## STOLE MED ELEKTRISK BETJENING

Produkter med elektrisk indstilling af sædehøjden kan rengøres med kemisk desinfektion med alle godkendte desinfektionsmidler.

## POLSTREDE SÆDER, RYGLÆN OG TILBEHØR

**Stof:** Rengøres ved kemisk rens, med møbelrensemiddel eller en hårdt opvreden klud med vand.

**Kunsthæder:** Rengøres med en opvreden klud med lunkent vand eller mild sæbe.

**Læder:** Rengøres ved støvsugning med blød børste. Undgå brug af rengøringsmiddel.

## AFTAGELIGE OVERTRÆK TIL SÆDER ELLER RYGLÆN

Aftagelige overtræk til sæde eller ryg kan efter behov vaskes i vaskemaskine efter den påsyede vaskeanvisning

## ELEKTRISK DELE

Rengøres med en hårdt opvreden klud og må aldrig udsættes for rindende vand.

## VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af produktet for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør regelmæssigt efterspænde alle aftagelige dele.

## HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

## SMØRING AF INDER- OG YDERRØR

Det anbefales jævnligt af smøre inder- og yderrør for at sikre at stolen ubesværet hæves og sænkes

- Hæv stole til øverste position
- Rengør inderrør/gasfjeder med affedtningsmiddel
- Smør inderrør/gasfjeder på alle flader med smørremiddel (fx hhs2000) i et jævnt lag

## STOLE MED ELEKTRISK LIFT OPLADNING AF ELEKTRISK LIFT

- Daglig opladning anbefales.
- Oplader sættes i stikkontakt og stik tages ud fra armlæns pude og sættes i oplader
- Når oplader sættes i stikkontakt skal diode lyse grøn. Når stik sættes i stol lyser diode på oplader gul mens stolen oplader. Når dioden skifter til grøn er stolen fuldt opladt.
- Hvis der ingen lys er i oplader når den sættes i stikkontakt, skal denne udskiftes.

**Bemærk:** Stolen må ikke benyttes under opladning.