



# Overtræk/ Trekk/ Överdrag/ Cover - VELA Tango/Salsa

Montering af overtræk sæder og rygge og inkontinensbetræk sæder  
Overtræk/ Trekk/ Överdrag/ Covers

Inkontinensbetræk/ Inkontinenstrekk/Inkontinensöverdrag/ Incontinence covers



## DANSK

1. Overtræk placeres over sæde eller ryglæn. Vær særligt opmærksom på at orientere overtrækket korrekt i forhold til sædet. Hvis overtrækket er udstyret med elastiksnor, skal denne vende bagud/nedad.
1. **Overtræk med elastiksnor:** Stram elastiksnor og bind en knude eller løkke. Hvis overtræk forskubber sig, skal elastiksnoren strammes yderligere.  
**Faconsyet overtræk:** Betrækket kan være stramt at sætte på, hvilket giver en korrekt pasform.

**Bemærk:** Vaskeanvisning findes på inderside af overtrækket.

## NORSK

1. Varetrekket monteres over sete eller rygg. Vær spesielt oppmerksom på å orientere varetrekket riktig i forhold til setet. Hvis varetrekket har strikk, skal den vende bakover/nedad.
1. **Varetrekk med strikk:** Stram strikken og bind en knute. Hvis varetrekket forskyver seg skal strikken strammes ytterligere.  
**Formet varetrekk:** Trekket kan være tett å ta på, noe som gir riktig passform.

**Bemærkning:** Vaskanvisning er på innsiden av varetrekket



## SVENSKA

1. Lägg överdraget på sitsen eller ryggen. Var särskilt uppmärksam på att placera överdraget korrekt i förhållande till sätet. Om överdraget har en dragsko ska det vara vänt nedåt/bakåt.
1. **Överdrag med dragsko:** Dra åt snöret och knyt fast en knut. Om överdraget rör sig, ska snöret dras åt ytterligare.  
**Formad överdrag:** Överdraget kan vara tätt att sätta på, vilket ger rätt passform.

**Obs!** Tvättinstruktionerna finns på insidan av överdraget.

## ENGLISH

1. Place the cover over the seat or backrest. Pay special attention to orienting the cover correctly in relation to the seat. If the cover is equipped with an elastic cord, this must face backward/downwards.
1. **Cover with an elastic cord:** Tighten the elastic cord and tie a knot or loop. If the cover moves, the elastic cord must be tightened further.  
**Shaped cover:** The cover may be tight to put on, which gives a proper fit.

**Note:** Washing instructions are on the inside of the cover.