



Overtræk/ Trekk/ Överdrag/ Cover - VELA Tango/Salsa

Montering af overtræk sæder og rygge og inkontinensbetræk sæder
Flere varenummre/ Flera artikelnumren/ Several product numbers:
Overtræk/ Trekk/ Överdrag/ Covers

Inkontinensbetræk/ Inkontinenstrekk/
Inkontinensöverdrag/ Incontinence covers



DANSK

1. Overtræk placeres over sæde eller ryglæn (hvis overtrækket er udstyret med elastiksnor, skal denne vende bagud/nedad).
2. Stram elastiksnor og bind en knude eller løkke. Hvis overtræk forskubber sig på sæde/ryglæn, skal elastiksnoren strammes yderligere.

Bemærk: Vaskeanvisning findes på inderside af overtrækket.

NORSK

1. Varetrekket monteres over sete eller rygg (hvis varetrekket har strikk, skal den vende bakover og/eller nedad)
2. Stram strikken og bind en knute. Hvis varetrekket forskyver seg skal strikken strammes ytterligere.

Bemærkning: Vaskanvisning er på innsiden av varetrekket

SVENSKA

1. Lägg överdraget på sitsen eller ryggen (om överdraget har en dragsko ska det vara vänt nedåt och / eller bakåt)
2. Dra åt snöret och knyt fast en knut. Om överdraget rör sig, ska snöret dras åt ytterligare.

Obs! Tvättinstruktionerna finns på insidan av överdraget.

ENGLISH

1. Place the cover over the seat or backrest (if the cover is equipped with an elastic cord, this must face backward/downwards).
2. Tighten the elastic cord and tie a knot or loop. If the cover moves on the seat/backrest, the elastic cord must be tightened further.

Note: Washing instructions are on the inside of the cover.