



VELA Tango 300 & 310

Op til 300 kg
Udstigningshjælp
4XL-sæde
(b:72 d:50)



VELA Tango 300

Maks. belastning 200 kg. Bruger får manuel ændring af siddehøjden vha. indstillingsgreb under armlænet.



VELA Tango 300E

Maks. belastning 200 kg. Bruger får udstigningshjælp og ændring af siddehøjden vha. elektrisk højdeindstilling.



VELA Tango 310E

Maks. belastning 300 kg. Bruger får udstigningshjælp og ændring af siddehøjden vha. elektrisk højdeindstilling.

Brugere op til 300 kg kan nu blive mere selvhjulpne ved hjælp af en robust arbejdsstol. Det betyder, at det bliver muligt at mobilisere sig og være mere aktiv i hverdagen uden at udtrættes unødigt. Brugeren kan skubbe/gå sig rundt, siddende, da stolen har hjul, og samtidig have en stabil, sikker stol med en håndbetjent bremse. Med elektrisk højdeindstilling får brugeren hjælp til at rejse og sætte sig og kan let ændre siddehøjden.

Svært overvægtige brugere får mulighed for, at mobilisere sig fra en seng eller stol over i en sikker og stabil arbejdsstol, der gør det nemmere at udføre aktiviteter. VELA Tango 300/310-serien er meget robust og kan bruges til aktiviteter; hjemme, på arbejdspladsen samt ved rehabilitering og træning.

Brugeren kan lettere få luft og sikre iltning af blodet med en opret siddestilling. Desuden aflastes ben, knæ og hofte ved at aktiviteten udføres siddende, hvilket giver færre muskel-/ledsmerter og mindre udtrætning. Det er muligt at skubbe/gå sig rundt, siddende, og være mere selvhjulpne i forskellige aktiviteter, fx madlavning, og derved forebygge immobilitet.

Det er trygt at rejse sig op og sætte sig ned, ved hjælp af de robuste armlæn på en sikker, bremset stol. Der er desuden gode forudsætninger for komfort, da sædehøjde, ryglæn og armlæn kan indstilles efter brugerens kropsbygning og behov for støtte.

Elektrisk højdeindstilling kan bruges til udstigningshjælp og gør det muligt at tilpasse sin siddehøjde til forskellige aktiviteter via et let tryk på en knap. På den måde kan brugeren spare på energien i løbet af dagen.

FORDELE

- :: Robust, CE-mærket stol til bariatrike brugere op til 300 kg
- :: Hjælp til at rejse og sætte sig ved hjælp af elektrisk højdeindstilling
- :: Stabil og støttende opret siddestilling der giver åbne luftveje og derved mindsker udtrætning
- :: Aflastning af hofte- og knæled samt mulighed for forvaltning af energien ved at skubbe/gå sig rundt
- :: Tryghed og en stabil siddestilling ved aktiviteter med en sikker centralbremse

STANDARDKONFIGURATION

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
Højdeindstilling	Gas, 150mm vandring	Elektrisk, 150mm eller 200mm vandring	Elektrisk, 150mm vandring
Siddehøjde	v. 150 mm gas: 44-59 cm	v. 150 mm: 42-57 cm v. 200 mm: 49-69 cm	v. 150 mm: 42-57 cm
Sæde Bredde x dybde	58 x 48 cm (XXX-sæde)	58 x 48 cm (XXX-sæde)	72 x 50 cm (4XL-sæde)
Siddedybde (indstilles med værktøj)	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
Ryg Bredde x højde	38 x 43 cm (CX-ryg)	38 x 43 cm (CX-ryg)	38 x 43 cm (CX-ryg)
Højdeindstilling af ryglæn (indstilles med værktøj)	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
Armlæns pude, P.U.	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
Armlænshøjde (indstilles med værktøj)	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
Afstand mellem armlæn (indstilles med værktøj)	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
Understel, størrelse	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
Stolens vægt	29 kg	37 kg	42 kg
Maks belastning	200 kg	200 kg	300 kg
Anbefalet brugervægt	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg
HMI nr.	134596	18598	125517

MÅL OG VÆGT

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

Standardpolster er Renewed Loop, som består af 100% genbrugspolyester (Oeko-Tex Standard 100 & EU Ecolabel). Dette polster har en enestående slidstyrke, behagelig siddekomfort og er nem at holde ren.

Hvis der er behov for ekstra rengøringsvenlige materialer, tilbyder vi forskellige typer af kunstlæder samt mulighed for forskellige sædeovertræk.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

VELA Tango 300/310-serien er meget holdbar og slidstærk, og kan derfor modstå konstant brug ved stor belastning.

Stolen kan desuden anvendes af flere brugere, fx på rehabiliterings- og dagcentre.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, billeder og beskrivelser findes på www.vela.dk.

ARBEJDSMILJØ

- :: Hjælper arbejdsmiljø forbedres med elektrisk højdeindstilling, da det hjælper med mobilisering af brugeren fra at sidde til at stå.
- :: Nemt at hjælpe bruger i niveau med en seng eller stol, fx ved forflytning, med elektrisk højdeindstilling.
- :: Mulighed for skubbehåndtag, hvis brugeren skal flyttes over korte afstande.



Funktioner på VELA Tango 300/310

701.597-7 © Vermond Larsen A/S