



VELA Meywalk 2000



VELA Meywalk 2000 Large



VELA Meywalk 2000 Medium



VELA Meywalk 2000 Small

VELA Meywalk 2000 er en serie gangvogne designet til at hjælpe med at stimulere og udvikle børns og voksnes gangmønstre. Det giver optimal støtte gennem alle faser af at gå, tilskynde mobilitet og uafhængighed. Evnen til at bevæge sig frit og uden hjælp er ofte afgørende for udviklingen af sociale og interpersonelle færdigheder og for brugerens helbred og velbefindende.

VELA Meywalk 2000 fås i 3 størrelser og passer til børn fra ca. seks år og opover. Gangvognen er fjederophængt, hvilket betyder, at sædet og kropsringen følger brugerens bevægelser og fremmer en god og mere naturlig gang, samtidig med at det giver optimal støtte i alle gangens faser.

Sædet og kropsringen på gangvognen er nemt at tilpasse for at understøtte brugerens mål og behov for støtte i overkroppen. Sædet kan sænkes med den indbyggede klibøjle, for at gøre ind og udstigning nem og sikker for både bruger og hjælper.

Det er muligt at have hænderne fri i gangvognen, så brugeren kan lave forskellige aktiviteter og f.eks. spise/drikke i stående stilling. Der kan også søges ekstra støtte og stabilitet i den integrerede håndbøjle, som kan justeres til brugerens behov.

Det styrker kroppens muskulatur og knogler at komme op i stående stilling hver dag. Bevægelse og gang i en Meywalk 2000 forbedrer blodcirkulationen, fordøjelsen og åndedrættet, hvilket kan være en nødvendighed for give brugeren overskud til andre daglige aktiviteter.

FORDELE

- :: Bruger kan være stående/gående på trods af manglende eller nedsat ståfunktion
- :: Fjederophænget gør det muligt for sædet og kropsringen at følge brugerens bevægelser og fremmer et naturligt gangmønster.
- :: Sikker og nem adgang med sædets unikke løfte- og sænkesystem.
- :: Gangvognen er enkelt og let at justere.
- :: Kan "vokse" med brugeren ved hjælp af trinløs højdeindstilling af sæde og kropsring

	VELA Meywalk 2000 Small	VELA Meywalk 2000 Medium	VELA Meywalk 2000 Large	
TEKNISKE DATA	Længde:	85 cm	95 cm	95 cm
	Bredde, udvendige mål:	65 cm	65 cm	65 cm
	Bredde, indvendige mål:	50 cm	50 cm	50 cm
	Sædebredde:			
	Front	9 cm	10 cm	10 cm
	Midte	6 cm	7 cm	7 cm
	Bagerst	14 cm	15 cm	15 cm
	Sædedybde	27 cm	32 cm	32 cm
	Sædehøjde/skridtlængde*	46-65	62-86 cm	76-107 cm
	Kropsringshøjde*	85-104	98-122 cm	112-143 cm
	Størrelse på kropsring (vælges ud fra brugers mål)	70, 90 og 105 cm	70, 90, 105, 120 og 130 cm	70, 90, 105, 120 og 130 cm
	Vægt uden tilbehør	22 kg	25 kg	26 kg
	Max. belastning	100 kg	100 kg	100 kg
	Vægtinterval (fjederfarve) (vælges ud fra brugervægt)	Min 20 kg (hvid) Min. 45 kg. (gul) Min. 65 kg (blå) Min 80 kg. (rød)	Min 20 kg (hvid) Min. 45 kg. (gul) Min. 65 kg (blå) Min 80 kg. (rød)	Min 20 kg (hvid) Min. 45 kg. (gul) Min. 65 kg (blå) Min 80 kg. (rød)
	Farve på gangvogn	Grøn	Blå	Blå
	Stel	Stål	Stål	Stål
Bestillingsnr.	MS104500	MS104175	MS104173	
HMI-nummer	64945	24935	24934	

* Højder er angivet ved halv sammenpresning af fjedre.

Alle VELA Meywalk 2000 gangvogne er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

Gangvognen er velegnet til brug på vandrette, stabile og plane overflader under kontrollerede forhold.

Denne gangvogn leveres som standard med polstrede dele i kunstlæder og polyuretanskum, der er slidstærkt, rengøringsvenligt og nemt at spritte af.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle VELA Meywalk 2000 gangvogne kan tilpasses den enkelte brugers behov med det rette tilbehør, fx hof-testøtte eller mavepude, der giver ekstra støtte og kan optimere brugers kropsholdning. Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på vela.dk

ARBEJDSMILJØ

Alle indstillingsmuligheder kan let anvendes uden brug af værktøj, hvilket er en fordel i dagligdagen samt på institutioner, hvor produktet anvendes af flere brugere.

Den indbyggede kيبøjle sænker sædet, så bruger let kan mobilisere sig fra siddende position til gangvognen, hvilket gør ind- og udstigning nemt for både bruger og hjælper. Det er også muligt at bruge lift til mobilisering i VELA Meywalk 2000.

TILTÆNKT ANVENDELSE

Gangvogn til børn og voksne, der hjælper dem med at rejse sig og bevæge sig på trods af at de har nedsat eller ingen gangfunktion